


How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*different colors, sizes, thicknesses, sides



(EN)

Function

Gives support, compression and warmth to the knee joint. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Provides pain relief. Strong compression for stability. * 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indications

Over-exertion and soft tissue overload in the knee area. Knee pain, inflammation, wear and tear injuries.

Application

- 1) Pull the support up to the knee.
- 2) The narrowest part at the front must be centred with the kneecap.

Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer or the prescriber.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.

Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

Conformity declaration

This product meets the requirements of European Directive 93/42/EEC for medical devices.

Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

Material

Foam: SBR/neoprene or neoprene (see textile label). Cover: polyamide and/or polyester (see on textile label)

(RU)

Как использовать новый Rehband Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

* различные цвета, размеры, толщина, стороны

Функция

Обеспечивает поддержку, компрессию, согревает коленный сустав. Улучшает кровообращение, снижает напряжение и улучшает координацию мышц в зоне воздействия. Снижает болевые симптомы. Усиленная компрессия для стабилизации сустава. * 7мм (7051*, 7084*, 1054*)

Показания к применению

Повышенные нагрузки на мягкие ткани в области коленного сустава. Боль в коленном суставе, воспаление, растяжения и пр.

Способ применения

- 1) Натянуть бандаж на колено.
- 2) Самая узкая часть спереди должна находиться на уровне центра коленной чашечки.

Важная информация

- 1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном соответствии с его предназначением. Не вносить в изделие изменения по своему усмотрению.
- 2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно свяжитесь с местным продавцом или специалистом, рекомендовавшим Вам это изделие.
- 3) Не носите изделия из SBR/неопрена дольше чем 3-4 часа без перерыва.
- 4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия, содержащие SBR/неопрен, если Вы склонны к аллергии на тепло.
- 5) Держите изделие вдали от открытого пламени, тлеющих углей и прочих источников тепла. Избегайте температуры выше 120 °C.
- 6) Прекратите использование изделия, которое утратило свою функциональность, изношено или повреждено.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать в теплой воде при 40 °C с похожими цветами.
- 2) Рекомендуется использовать мешок для стирки или сетчатый мешок.
- 3) После стирки расправить изделие в мокром виде, дать высохнуть на воздухе.
- 4) Регулярно стирать изделие в соответствии с указанными на этикетке инструкциями по уходу.

Выбор размера

- 1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
- 2) Определите размер бандажа (см. таблицу размеров).

Утилизация

Утилизировать изделие в соответствии с местными правовыми актами.

Материал

Вспененный слой: SBR/неопрен или 100% неопрен (см. текстильную этикетку).

Тканевое покрытие: полиамид и/или полиэстер (см. текстильную этикетку)

(DE)

Bedienungsanleitung für Ihre neue Rehband Stütze - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

Funktion

Verleiht dem Kniegelenk Stützung, Druck und Wärme. Regt den Blutkreislauf an, lindert Druck und verbessert die Muskelkontrolle in dem Bereich. Lindert Schmerzen. Starker Druck zwecks Stabilisierung. * 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Anzeigen

Überanstrengung und Überlastung des Weichgewebes im Kniebereich. Kniebeschmerzen, Entzündung, Verschleißerkrankungen.

Anwendung

- 1) Ziehen Sie die Stütze bis über das Knie.
- 2) Die schmalste Stelle an der Vorderseite muss mittig über der Kniescheibe liegen.

Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder Ihren Hausarzt.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnet.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.

Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Maßgaben der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

Material

Schaum: SBR/Neopren oder Neopren (siehe Etikett) Hülle: Polyamid und/oder Polyester (siehe Etikett)

(SV)

Bruksanvisning för ditt nya Rehband Support- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*olika färger, storlekar, tjocklek, sidor

Funktion

Ger stöd, kompression och värme till knäleden. Ökar blodcirkulationen, lindrar trycket och förbättrar muskelkoordinationen i området. Ger smärtlindring. Stark kompression för stabilitet.* 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Användning

Överanstängning och överbelastning av mjukvävnad i knäområdet. Smärta i knäet, inflammation, slitskador.

Applicering

- 1) Dra upp stödet över knäet.
- 2) Den smalaste delen framtill måste centreras med knäskålen.

Viktig information

- 1) Använd denna produkt med försiktighet och endast för det avsedda ändamålet. Gör inga felaktiga ändringar av produkten.
- 2) Om du har frågor angående användningen, kontakta din lokala återförsäljare eller läkaren som skrev ut receptet på produkten.
- 3) Använd inte SBR-/neoprenprodukter i mer än 3-4 timmar utan avbrott.
- 4) Vi rekommenderar att du som har tendens till värmeallergi inte använder produkter som innehåller SBR/neopren.
- 5) Håll produkten borta från öppen eld, glöd och andra värmekällor. Undvik temperaturer över 120 °C/248 °F.
- 6) Fortsätt inte att använda en produkt som inte längre fungerar, eller som är slitet eller skadat.

Tvättråd

- 1) Tvätta i varmt vatten på 40 °C (104 °F) med liknande färger.
- 2) Använd tvätt- eller nätpåse.
- 3) Sträck produkten medan den är våt och låt lufttorka.
- 4) Rengör produkten regelbundet enligt instruktionerna på tvättrådsetiketten.

Storleksval

- 1) Gör mätningarna enligt instruktionerna på förpackningen.
- 2) Bestäm storleken på stödet (se storlekskartan).

Överensstämmelsedeklaration

Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 93/42/EEC för medicinsk utrustning.

Kassering

Kassera produkten i enlighet med nationella bestämmelser.

Material

Skum: SBR/neopren eller neopren (se textiletikett). Överdrag: polyamid och/eller polyester (se textiletikett)

(FI)

Kuinka tulee käyttää uutta Rehband-tukea/ suojaa -7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*erilaisia värejä, kokoja, paksuuksia, sivuja

Tehtävä

Tukee ja lämmittää polviniveltä. Vilkastuttaa verenkiertoa, lievittää lihäsännitystä ja parantaa lihaskoordinaatiota alueella. Lievittää kipua. Vahva tuki vakautukseen. * 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Käyttöaiheet

Polven alueen liikearitus ja pehmytkudosten ylikuormitus. Polvikipu, tulehdus, kulumat.

Käyttö

- 1) Vedä tuki polven päälle.
- 2) Etupuolen kapeimman osan tulee kohdistua polvilumpion päälle.

Tärkeä tietää

- 1) Käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia muutoksia.
- 2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen kauppiaseen tai reseptin kirjoittajaan.
- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita tauotta yli 3-4 tuntia.
- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotetta, jos sinulla on taipumus lämpöallergiaan.
- 5) Pidä tuote pois avotulen, hilloksen ja muiden lämmönlähteiden lähetyiltä. Vältä yli 120 °C:n lämpötilaa.
- 6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioittunut.

Pesuhjeet

- 1) Pese 40 °C samanväristen kanssa.
- 2) Käytä pesupussia tai -verkkoa.
- 3) Venytä tuotetta kosteana ja anna sen kuivua.
- 4) Puhdista tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.

Koon valinta

- 1) Suorita mittaukset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

Vaativuustenkäyttöön

Nämä tuotteet vastaavat lääkinnällisten laitteiden EU-direktiiviä 93/42/ETY.

Hävittämisen

Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Materiaali

Vahto: SBR/neopreeni tai neopreeni (katso tekstiilitiketti). Päälinen: polyamidi ja/tai polyesteri (katso tekstiilitiketti)

(NO)

Hvordan bruke din nye Rehband Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*ulike farger, størrelser, tykkelser, sider

Funksjon

Støtter kneet med kompresjon og varme. Øker blod sirkulasjon, avlaster trykk og forbedrer muskelkoordinasjonen i området. Lindrer smerter. Stabiliserer med kraftig kompresjon. * 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indikasjoner

Overanstrengte og overbelastede bløtvev i kneregionen. Knesmerter, betennelse, slitasjeskader.

Administrering

- 1) Dra støtten opp til kneet.
- 2) Fremsidens smaleste del skal innrettes med kneskålen.

Viktig informasjon

- 1) Bruk produktet forsiktig og hensiktsmessig. Ikke modifier produktet på upassende vis.
- 2) Ved spørsmål om bruk av produktet, ta kontakt med din lokale leverandør eller tilsvarende.
- 3) Aldri ha på deg produkter med SBR/neopren i mer enn 3-4 timer om gangen.
- 4) Vi råder deg til å unngå produkter som inneholder SBR/neopren dersom du lider av varmeallergi.
- 5) Oppbevar produktet unna åpne flammer, glød og andre varmekilder. Unngå temperaturer over 120 °C.
- 6) Opphør all bruk av produkt som ikke lenger er funksjonell eller som er slitt eller skadet.

Vaskeinstruks

- 1) Vask i varmt vann (40 °C) med like farger.
- 2) Bruk et vaskenett.
- 3) Strekk ut produktet mens det er våt før du henger det til tørt (kontra tørkemaskin).
- 4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksene du finner på produktetiketten.

Størrelse

- 1) Ta mål slik som beskrevet på emballasjen.
- 2) Avgjør riktig størrelse for støtte (se størrelseskart).

Samsvarserklæring

Produktet tilfredsstiller kravene under Europadirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.

Avhenging

Kasser produktet i samsvar med nasjonale forskrifter.

Materiale

Skumgumi: SBR/neopren eller neopren (les tekstiletikett). Trekk: Polyamid og/eller polyester (les tekstiletikett)

(DA)

Sådan bruger du din nye Rehband Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*forskellige farver, størrelser, tykkelser, sider

Funktion

Giver støtte, kompression og varme til knæledet. Øger blodcirkulationen, lindrer og forbedrer muskulaturens koordination i området. Giver smertelindring. Stærk kompression til stabilitet. * 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indikationer

Overanstrengelse og overbelastning af bløddele i knæet Knesmerter, inflammation, slidage og overrivningsskader

Anvendelse

- 1) Træk støtten op til knæet.
- 2) Den smalleste del skal være centreret med knæskålen.

Vigtige oplysninger

- 1) Brug dette produkt med forsigtighed og kun til dets beregnede formål. Foretag ikke nogen uretmæssige ændringer i produktet.
 - 2) Hvis du har spørgsmål om anvendelsen, bedes du kontakte din lokale forhandler eller ordinerende læge.
 - 3) Undlad at bruge produkter med SBR/neopren i mere end 3-4 timer i træk.
 - 4) Vi anbefaler, at du ikke bruger produktet, som indeholder SBR/neopren i forbindelse med tendens til varmeallergi.
 - 5) Hold produktet væk fra åben ild, gløder og andre varmekilder. Undgå temperaturer over 120 °C/248 °F.
 - 6) Undlad fortsat brug af et produkt, som ikke længere virker, eller er slidt eller beskadiget.
- ## Vaskeanvisninger
- 1) Vask i varmt vand ved 40 °C (104 °F) med andet af lignende farver.
 - 2) Brug en vaskepose eller -net.
 - 3) Stræk produktet, mens det er vådt, og lad det lufttørre.
 - 4) Rengør produktet regelmæssigt i følge pasningsvejledninger på produktets behandlingsmærkat.

Valg af størrelse

- 1) Udfør målingerne, som anført på emballagen.
- 2) Bestem størrelsen af støtten (se størrelsesskemaet).

Overensstemmelseserklæring

Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Bortskaffelse

Bortskaf produktet i overensstemmelse med nationale regulativer.

Materiale

Skum: SBR/neopren eller neopren (se mærke på stoffet) Betræk: polyamid eller polyester (se mærke på stoffet)

(NL)

Hoe gebruikt u uw nieuwe Rehband steunband - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden

Functie

Biedt steun, druk en warmte aan kniegewricht. Verhoogt bloedcirculatie, verlicht druk en verbetert spiercoördinatie in de regio. Biedt pijnverlichting. Sterke compressie voor stabiliteit. * 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indicaties

Overdreven inspanning en overbelasting zacht weefsel in knieregio. Kniepijn, ontsteking, slijtageletsel.

Aanbrenging

- 1) Trek de steun omhoog tot de knie.
- 2) Het smalste deel aan de voorzijde moet gecentreerd worden met de knieschijf.

Belangrijke informatie

- 1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
- 2) Contacteer uw lokale verdeler of de voorschrijver wanneer u vragen heeft over het aanbrengen ervan.
- 3) Draag geen producten met SBR/neopreen gedurende meer dan 3-4 uren zonder onderbreking.
- 4) We raden u aan het product dat SBR/neopreen bevat niet te dragen, bij aanleg voor hitte-allergie.
- 5) Hou het product weg van open vlammen, stukjes gloeiend hout en andere hittebronnen. Vermijd temperaturen boven 120 °C/248 °F.
- 6) Blijf geen product gebruiken dat niet langer functioneel is, of versleten of beschadigd is.

Wasinstructies

- 1) Wasen in warm water op 40 °C (104 °F) met gelijkwaardige kleuren.
- 2) Gebruik waszak of net.
- 3) Rek het product uit terwijl het nat is en laat het drogen.
- 4) Reinig het product regelmatig volgens de verzorgingsinstructies, vermeld op het verzorgingsetiket van het product.

Selectie maat

- 1) Voer de metingen uit, zoals geïnstrueerd op de verpakking.
- 2) Bepaal de maat van de steun (zie maatgrafiek).

Gelijkvormigheidsverklaring

Deze producten voldoen aan de vereisten van de Europese Richtlijn 93/42/EEC voor medische toestellen.

Wegwerken

Werk het product weg volgens de nationale reglementeringen.

Materiaal

Schuim: SBR/neopreen of neopreen (zie op textieletiket). Bekleding: polyamide en/of polyester (zie op textieletiket)

(FR)

Comment utiliser votre nouveau soutien Rehband- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*choix de couleurs, tailles, épaisseurs, côté

Fonction

Support, compression et réchauffement de l'articulation du genou. Stimulation de la circulation sanguine, soulagement de la pression et amélioration de la coordination musculaire dans la zone. Soulagement de la douleur Forte compression pour la stabilité. * 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indications

Foulures et surcharges des tissus mous au niveau du genou. Douleurs du genou, inflammations, blessures d'usage.

Utilisation

- 1) Relevez le support jusqu'au genou.
- 2) La partie la plus étroite devant doit être centrée sur la rotule du genou.

Informations importantes

- 1) Utilisez ce produit avec précaution et uniquement pour l'usage prévu. N'apportez aucune modification indue au produit.
- 2) Si vous avez des questions concernant l'utilisation, veuillez consulter votre revendeur local ou votre prescripteur.
- 3) Ne portez pas de produits en SBR/néoprène plus de 3 à 4 heures sans interruption.
- 4) Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits contenant du SBR/néoprène si vous avez tendance à être allergique à la chaleur.
- 5) Gardez le produit à l'écart des flammes nues, braises et autres sources de chaleur. Évitez des températures supérieures à 120 °C.
- 6) N'utilisez plus un produit qui ne fonctionne plus, ou qui est usé ou endommagé.

Instructions de lavage

- 1) Lavez à l'eau chaude à 40 °C avec des couleurs similaires.
- 2) Utilisez un sac à linge ou un filet.
- 3) Étirez le produit pendant qu'il est mouillé et laissez-le sécher à l'air.
- 4) Nettoyez régulièrement le produit conformément aux consignes de son étiquette d'entretien.

Choix de la taille

- 1) Effectuez les mesures indiquées sur l'emballage.
- 2) Déterminez la taille du support (consultez la grille des tailles).

Déclaration de conformité

Ce produit répond aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Élimination

Éliminez le produit conformément aux réglementations nationales.

Matériau

Mousse: SBR/néoprène ou néoprène (consulter l'étiquette textile)

Housse: polyamide et/ou polyester (consulter l'étiquette textile)



RX_Knee_647G1094_12_1

How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*different colors, sizes, thicknesses, sides

IT	Come utilizzare il tuo nuovo supporto lombare Rehband - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*,105*
-----------	--

diversi colori, misure, spessori, laterali

Funzione

Fornisce supporto, compressione e calore all'articolazione del ginocchio. Incrementa la circolazione sanguigna, allevia la pressione e migliora la coordinazione muscolare locale. Allevia il dolore. Esercita una notevole compressione facilitando la stabilità.

* 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indicazioni

Sovraffaticamento e sovraccarico del tessuto molle nell'area del ginocchio. Dolore al ginocchio, infiammazione, lesioni dovute a strappi e usura.

Applicazione

1) Posizionare il supporto intorno al ginocchio.
2) La parte più stretta nella parte anteriore deve essere posizionata sulla rotula.

Informazioni importanti

1) Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
2) In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale o il vostro medico o fisioterapista.
3) Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
4) Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
5) Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori ai 120 °C/248 °F.
6) Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usurato o danneggiato.

Istruzioni per il lavaggio

1) Lavare in acqua calda a 40 °C (104 °F) insieme a indumenti con colori simili.
2) Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
3) Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
4) Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Scelta della taglia

1) Prendere le misure come indicato sulla confezione.
2) Determinare la taglia del supporto (vedere la tabella taglie).

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva europea 93/42/CEE per i dispositivi medicali.

Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

Materiale

Schiuma: SBR/neoprene o neoprene (vedere etichetta in tessuto)
Rivestimento: poliammide e/o poliestere (vedere etichetta in tessuto)

EL	Πώς να χρησιμοποιείται η καινούργια μας Rehband Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*,105*
-----------	--

*Διάφορα χρώματα, μεγέθη, πάχη, διάφορες πλευρές

Λειτουργία

Παρέχει στήριξη, συμπίεση και θερμότητα στην άρθρωση του γονάτου. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, μειώνει την πίεση και βελτώνει τον μυϊκό συντονισμό στην περιοχή. Βοηθά στην ανακούφιση του πόνου. Δυνατή συμπίεση για σταθερότητα.

* 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Ενδείξεις

Υπερπροσπάθεια και υπερφόρτιση μαλακών μοριών στην περιοχή του γονάτου. Πόνος στο γόνατο, φλεγμονή, τραυματισμοί λόγω φυσιολογικής εκφύλισης.

Εφαρμογή

1) Τραβήξτε το υποστηρικτικό μέχρι το γόνατο.
2) Το στενότερο μέρος στην μπροστινή όψη πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της επιγονατίδας.

Σημαντικές Πληροφορίες

1) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και μόνο για τον αρχικό του σκοπό. Μην κάνετε οποιαδήποτε ακατάλληλη τροποποίηση στο προϊόν.
2) Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πωλητή ή τον συσταγροφάουτνα γιατρό.
3) Μην φοράτε προϊόντα με SBR/νεοπρένιο για περισσότερο από 3-4 ώρες χωρίς διακοπή.
4) Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν που περιέχει SBR/νεοπρένιο στην περίπτωση που έχετε τάση προς αλλεργία στην θερμότητα.
5) Διατηρήστε το προϊόν μακριά από ελεύθερη φλόγα, κάρβουνα και άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε θερμοκρασίες άνω των 120 °C/ 248 °F.
6) Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν εάν δεν είναι λειτουργικό ή είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.

Οδηγίες Πλυσίματος

1) Πλύνετε με ζεστό νερό στους 40 °C (104 °F) με παρόμοια χρώματα.
2) Να χρησιμοποιείτε ειδικό προστατευτικό σάκο ή δίχτυ πλυσίματος.
3) Τεντώστε το προϊόν όσο είναι υγρό και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.
4) Να καθαρίζετε το προϊόν τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας της ετικέτας φροντίδας του προϊόντος.

Επιλογή Μεγέθους

1) Κάντε τις μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία.
2) Προσδιορίστε το μέγεθος του υποστηρικτικού (βλέπε διάγραμμα μεγεθών).

Δήλωση Συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/EOK περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Υλικό

Αφρός: SBR/νεοπρένιο ή νεοπρένιο (βλέπε στην φασματίνη ετικέτα).

Κάλυμμα: πολυαμιδιο και/ή πολυεστέρας (βλέπε στην φασματίνη ετικέτα).

ES	Cómo usar tu nuevo soporte Rehband - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*
-----------	--

*diferentes colores, tamaños, espesores, caras

Finalidad

Proporciona sujeción, compresión y calor a la articulación de la rodilla. Estimula la circulación sanguínea, alivia la presión y favorece la coordinación muscular en la zona. Proporciona alivio al dolor y mayor compresión mejorando la estabilidad.
* 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indicaciones

Sobrefuerzo y sobrecarga de los tejidos blandos de la zona de la rodilla. Dolor de rodilla, inflamación, lesiones de ligamentos y tendones.

Modo de empleo

1) Tire de la protección hacia arriba hasta cubrir la rodilla.
2) La parte más estrecha del lado frontal debe quedar centrada sobre la rótula.

Información importante

1) La protección debe ser empleada con cuidado y exclusivamente para su finalidad original que no debe ser alterada o modificada.
2) Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local o que consulte a un profesional sanitario cualificado.
3) El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas ininterrumpidas.
4) Si es usted alérgico/a al calor, le desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
5) Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, ascuas u otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120 °C/248 °F.
6) No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, esté desgastada o dañada.

Instrucciones de lavado

1) Lave la protección a 40 °C (104 °F) junto a tejidos de similar color.
2) Es aconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
3) Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
4) Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.

Selección de la talla

1) Realice las mediciones según lo indicado en el embalaje.
2) Compruebe la talla de la protección (consulte la tabla de tallas).

Declaración de conformidad

Este producto cumple todos los requisitos de la Directiva Europea 93/42/EEC relativa a dispositivos médicos.

Eliminación

Deseche el producto de conformidad con la legislación nacional.

Composición

Espuma: SBR/neopreno o neopreno (ver etiqueta textil del producto)
Revestimiento: Poliamida y/o poliéster (ver etiqueta textil del producto)

HU	Az új Rehband támasz használatá - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*
-----------	---

*különböző színek, méretek, vastagságok, oldalak

Funkció

Megtámasztást, kompressziót és melegítést biztosít a térdízületnek. Serkenti a vérkeringést, enyhíti a nyomást, és javítja az izomkoordinációt a felhasználás területén. Csillapítja a fájdalomat. Stabilitást nyújtó, erős kompresszió.
* 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Felhasználási javaslat

A térd lágy szöveti megerőltetése és túlterhelése esetén. Térdfájás, gyulladás,kopással és szalagszakadással járó sérülések esetén.

Alkalmazás

1) Húzza fel a védőt a térdére.
2) Az elején levő, legszűkebb résznek kell a térdkalácsra kerülnie.

Fontos információ

1) Csak a rendeltetési céljának megfelelően, gondosan szabad használni. Ne módosítsa a terméket.
2) Ha a használattal kapcsolatos kérdése merül fel, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy a kezelőorvosához.
3) Megszakítás nélkül ne viseljen SBR/neoprén anyagból készült terméket 3-4 óránál hosszabb ideig.
4) Azt javasoljuk, hogy hőallergiára való hajlam esetén ne használjon SBR/neoprén tartalmú terméket.
5) Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, parázstól és más hőforrástól. Ne tegye ki 120 °C/ 248 °F-nál magasabb hőmérsékletnek.
6) Ne folytassa a termék használatát, ha az már nem tölti be rendeltetésének célját, elkopott vagy sérült.

Mosási útmutató

1) Mossa meleg, 40 °C-os (104 °F) vízben hasonló színű ruhaneművel.
2) Használjon mosószákat vagy mosóhálót.
3) Törítse ki a még nedves terméket és hagyja megszáradni.
4) Tisztítsa rendszeresen, a termék címkéjén található kezelési útmutató betartásával.

Méretválasztás

1) Végezze el a mérést a csomagoláson található utasítások szerint.
2) Határozza meg az Ön számára megfelelő méretet (méretábrázlat).

Megfelelősségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az orvostechnikai eszközök tanúsítására és megfelelelősségi vizsgálatára vonatkozó 93/42/EGK irányelv előírásainak.

Hulladékkezelés

Ártalmatlanítsa a terméket a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Anyag

Hab: SBR/neoprén vagy neoprén (lásd a textilcímkét)
Borítás polamid és/vagy poliészter (lásd a textilcímkét)

ET	Kuidas kasutada oma uut Rehbandi tuge - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*
-----------	---

*erinevad värvid, suurused, pakused, küljed

Funktsioon

Pakub tuge ja kompressiooni ning soojendab põlvelliigest. Parandab vereringet, vähendab lihasinget ja tõustab lihaste koostööd selles piirkonnas. Leevendab valu. Tugev stabiliseeriv surve.
* 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Näidustused

Ülepingutus ja pehmete kudede ülekoormus põlve piirkonnas. Põlvevalu, põletik, hõõrdumisest ja kulumisest põhjustatud vaevused.

Paigaldamine

1) Tõmba tugi üle põlve.
2) Kitsam osa eespool peab asetsema põlvenuki keskel.

Ouluine info

1) Kasuta toodet ettevaatlikult ja ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Ära muuda toodet selleks mitte ettenähtud moel.
2) Kui sul on küsimusi paigaldamise kohta, võta palun ühendust toote kohaliku esindaja või selle väljakirjutajaga.
3) Ära kanna SBR/neopreenist tooteid üle 3–4 tunni järjest.
4) Soovitusel mitte kasutada SBR/neopreeni sisaldavat toodet juhul, kui oled allergiline kuumusele.
5) Hoia toodet lahtise leegi, söekuumuse ja teiste kuumusallikatega kokkupuute eest. Välti temperatuurte üle 120 °C/248 °F.
6) Ära kasuta toodet juhul, kui see on kaotanud oma funktsionaalsuse, on kulunud või kahjustatud.

Pesemise juhised

1) Pese soojas vees 40 °C (104 °F) juures koos sama värvi esemetega.
2) Kasuta pesukotti või -võrku.
3) Venita toode niiskena sirgels ja aseta kuivama.
4) Puhasta toodet regulaarselt vastavalt hooldusjuhisele või -etiketile.

Suure valik

1) Teosta kõik mõõtmised pakendil olevate juhiste kohaselt.
2) Määra toe suurus (vaata suuruste tabelit).

Vastavusertifikaat

Toode vastab EL meditsiiniiseadmete direktiivi 93/42/EEC nõuetele.

Kasutuseelkohvaldamine

Toote äraviskamisel lähtu riiklikest regulatsioonidest.

Materjal

Vaht: SBR/neopreen või neopreen (vaata etiketilt)
Kattematerjal: polüamiid ja/või polüester (vaata etiketilt)

LV	Kā lieto jauno Rehband atbalstu - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*
-----------	---

* dažādas krāsas, izmēri, biezums, malas

Iedarbība

Nodrošina ceļa locītavai atbalstu, kompresiju un silda to. Uzlabo asinsriti, samazina spiedienu un uzlabo muskuļu koordināciju attiecīgajā zonā. Atvieglo sāpes. Spēcīga kompresija stabilitātes nodrošināšanai.
* 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indikācijas

Pārpuļe un miksto audu pārslodze ceļa zonā. Sāpes, iekaisums, nolietošanās rezultātā radīti ievainojumi ceļos.

Lietošana

1) Uzvelciet balstu līdz ceļim.
2) Šaurākajai daļai priekšpusē jābūt vienā līmenī ar ceļa skriemeli.

Svarīga informācija

1) Izmantojiet šo precī uzmanīgi un tikai paredzētajam nolūkam. Neveiciet precī nekādas neatļautas izmaiņas.
2) Ja jums ir kādi jautājumi par precēs lietošanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai veselības aprūpes darbinieku.
3) Nevalkājiet SBR/neoprēna precēs ilgāk par 3-4 stundām bez pārtraukuma.
4) Mēs iesakām neizmantot SBR/neoprēna precī gadījumā, ja jums ir alerģiska reakcija pret siltumu.
5) Nepakļaujiet precī atklātai liesmai, ogleņm un citiem karstuma avotiem. Izvaieties no temperatūrām, kas ir augstākas par 120 °C/248 °F.
6) Neturpiniet izmantot precī, kas vairs nav funkcionāla, ir novalkāta vai bojāta.

Mazgāšanas norādījumi

1) Mazgājiet 40 °C (104 °F) temperatūrā kopā ar līdzīgas krāsas apģērbu.
2) Izmantojiet tiklveida veļas maisiņu vai tīklu.
3) Slapju precī nostiepiet un ļaujiet tai izžūt.
4) Regulāri triiet precī, ievērojot precēs etiketē sniegtos kopšanas norādījumus.

Izmēra noteikšana

1) Veiciet iepakojumā norādītos mērījumus.
2) Nosakiet balsta izmēru (skatiet izmēru tabulu).

Atbilstības deklarācija

Šī prece atbilst Eiropas direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.

Likvidēšana

Atrīvojieties no precēs saskaņā ar valsts likumiem.

Materiāls

Putuplasts: SBR/neoprēns vai neoprēns (skatīt tekstilizstrādājuma etiķeti).
Apvalks: poliamīds un/vai poliesteris (skatīt tekstilizstrādājuma etiķeti)

LT	Kaip naudotis „Rehband“ įtvaru - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*
-----------	--

*įvairios spalvos, dydžiai, storiai, pusės

Paskirtis

Stabilizuoja kelio sąnarį, suteikia kompresiją ir šilumą. Pagerina srities kraujotaką, mažina įtempimą bei gerina raumenų koordinaciją. Mažina skausmą. Sukuria stiprią kompresiją stabilumui.
* 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indikacijos

Kelio srities pertempimas ar per didelis minkštųjų audinių krūvis. Kelio skausmas, uždegimas, didelių krūvių traumos.

Naudojimas

1) Užtraukite įtvarą ant kelio.
2) Siuriaisiu priekinė dalis turi būti tiesiai virš girmelės.

Svarbi informacija

1) Šį gaminį naudokite atsargiai ir tik pagal paskirtį. Nekeiskite gaminio konstrukcijas.
2) Jei kiltų klausimų dėl gaminio naudojimo, kreipkitės į savo platintojų arba gydytoją.
3) Nenešiotkite gaminio, kurio sudėtyje yra SBR ar neopreno, be pertraukos ilgiau nei 3–4 val.
4) Nerekomenduojame nešioti gaminio su SBR ar neoprenu, jei esate alergiška(s) šilumai.
5) Saugokite gaminį nuo atviros liepsnos, žiežirbų ar kitų šilumos šaltinių. Venkite aukštesnės nei 120 °C (248 °F) temperatūros.

6) Nenaudokite gaminio, jei jis nebeatlieka savo funkcijos, susidėjęo ar yra pažeistas.

Skalbimo nurodymai

1) Skalbkite šil tame 40 °C (104 °F) vandenyje su panašios spalvos drabužiais.
2) Skalbkite skalbinių maišelyje ar tinklelyje.
3) Ištempkite dar drėgną išskalbtą gaminį ir leiskite jam išdžiūti.
4) Reguliariai valykite gaminį laikydamiesi priežiūros instrukcijų, kurios nurodytos ant jo etiketės.

Dydžio pasirinkimas

1) Nustatykite dydį pagal ant pakuotės esančius nurodymus.
2) Nustatykite reikiamą įtvarą dydį (žr. dydžių lentelę).

Atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka ES Direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų.

Utilizavimas

Gaminį utilizuokite laikydamiesi šalyje galiojančių reikalavimų.

Sudėtis

Vidus: SBR/neoprenas arba neoprenas (žr. etiketę)
Viršus: poliamidas ir (arba) poliesteris (žr. etiketę)

PL	Instrukcja obsługi zakupionego sprzętu Rehband - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*
-----------	--

* różne kolory, rozmiary, grubości, cechy

Działanie

Zapewnia wsparcie, uciska i utrzymuje ciepło stawu kolanowego. Zwiększa przepływ krwi, zmniejsza ciśnienie i poprawia koordynację mięśni w okolicy stawu. Przynosi ulgę w bólu. Silna kompresja zapewnia stabilność.
* 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Wskazania

Nadmierny wysiłek oraz przeciążenie tkanek miękkich w okolicy kolana. Ból kolana, stan zapalny, codzienne urazy.

Zakładanie

1) Należy naciągnąć wzmacniacz na kolano.
2) Najwyższa część powinna zostać umieszczona z przodu centralnie na rzepce kolanowej.

Ważne informacje

1) Należy ostrożnie stosować niniejszy produkt i tylko w zamierzonym do tego celu. Nie należy wprowadzać żadnych niewłaściwych zmian w produkcie.
2) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji produktu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub osobą przepisującą produkt.
3) Nie zaleca się stosowania produktu zawierającego SBR/neopren bez przerwy przez więcej niż 3-4 godziny.
4) Nie zaleca się używania produktu zawierającego SBR/neopren w przypadku tendencji do alergii termicznej.
5) Produkt nie powinien mieć kontaktu z ogniem, żarem i innymi źródłami ciepła. Należy unikać temperatury powyżej 120 °C/ 248 °F.
6) Nie należy kontynuować używania produktu, który nie funkcjonuje prawidłowo, jest zużyty lub uszkodzony.

Czyszczenie

1) Prac z podobnymi kolorami w cieplej wodzie o temp. 40 °C (104 °F).
2) Używaj worek lub siatkę do prania.
3) Rozłóżć mokry produkt i pozostaw do wyschnięcia.
4) Produkt należy czyścić regularnie zgodnie z instrukcją znajdujca się na metce produktu.

Wybór rozmiaru

1) Dokonać pomiaru według instrukcji znajdującej się na opakowaniu.
2) Określić rozmiar (patrz – tabela rozmiarów).

Deklaracja zgodności

Produkt ten spełnia wymogi Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dla produktów medycznych.

Wyrzucanie produktu

Produkt należy usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.

Materiał</

How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*different colors, sizes, thicknesses, sides

Odlaganje <p>Odložite proizvod skladno s nacionalnim propisima.</p> Materijal <p>Pjena SBR/неopren или neopren (vidi oznaku на tekstilu). <p>Korice: poliamid i/или poliester (vidi oznaku на tekstilu)</p></p>

(PT)	Como usar seu novo Suporte Rehband - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <p>*diferentes cores, tamanhos, espessuras, lados</p>
-------------	---

Função

Proporciona suporte, compressão e calor às articulações do joelho. Aumenta a circulação sanguínea, alivia a pressão e melhora a coordenação muscular na zona. Providencia o alívio da dor. Forte compressão para estabilidade.
 * 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indicações

Excesso de esforço e sobrecarga dos tecidos moles na zona do joelho. Dores, inflamação e ferimentos de desgaste no joelho.

Aplicação

- Puxar o suporte até ao joelho.
- A parte mais estreita á frente deve estar centrada com o joelho.

Informações importantes

- Utilize cuidadosamente este produto e apenas para o seu fim pretendido. Não faça modificações indevidas ao produto.
- Se tem dúvidas quanto à aplicação, contacte o seu revendedor local ou o seu médico.
- Não utilize produtos contendo SBR/неopreno por mais de 3-4 horas seguidas.
- Aconselhamo-lo a não utilizar produtos que contenham SBR/неopreno em caso de tendência para alergia ao calor.
- Mantenha o produto afastado de chamas, brasas ou outras fontes de calor. Evite temperaturas acima dos 120 °C/248 °F.
- Não continue a utilizar um produto que já não esteja funcional, ou que esteja desgastado ou danificado.

Instruções de lavagem

- Lave com água quente a 40 °C (104 °F) juntamente com cores semelhantes.
- Utilize um saco ou rede de lavagem de roupas delicadas.
- Estique o produto enquanto estiver molhado e deixe secar ao ar livre.
- Limpe regularmente o produto de acordo com as instruções na etiqueta de conservação do produto.

Seleção de tamanhos

- Faça as medições conforme as indicações da embalagem.
- Determine o tamanho do suporte (consultar tabela de tamanhos).

Declaração de conformidade

Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Europeia 93/42/EEC relativa a dispositivos médicos.

Eliminação

Descarte o produto de acordo com os regulamentos nacionais.

Material

Espuma: SBR/неopreno ou neopreno (ver etiqueta).
Revestimento: poliamida e/ou poliéster (ver etiqueta)

(CS)	Jak používat svůj nový Rehband Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <p>* různé barvy, velikosti, tloušťky, boky</p>
-------------	---

Funkce

Poskytuje oporu, kompresi a teplo kolennímu kloubu. Zlepšuje průtok krve, snižuje tlak a zlepšuje svalovou koordinaci v místě. Poskytuje úlevu od bolesti. Silná komprese pro stabilitu.
 * 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indikace

Nadměrná zátěž a přetížení měkkých tkání v oblasti kolene. Bolest kolene, zánět, výrony.

Použití

- Bandáž natáhněte na koleno.
- Nejužší část vpředu musí být zarovnána na střed česky.

Důležité informace

- Tento výrobek používejte s opatrností a pouze k jeho stanovenému účelu. Na výrobku neprovádějte žádné nevhodné změny.
- Pokud máte dotazy týkající se použití, obraťte se prosím na svého místního prodejce nebo předepisujícího lékaře.
- Výrobky s SBR/неoprénem nenoste bez přerušení déle než 3-4 hodiny.
- Doporučujeme, abyste nepoužívali výrobek s obsahem SBR/неoprénu, pokud máte sklony k alergii na teplo.
- Výrobek uchovávejte z dosahu otevřeného ohně, uhlíků a jiných zdrojů tepla. Vyvarujte se teplotám nad 120 °C.
- Pokud již vyroben není funkční, je opotřebenovaný nebo poškozený, přestaňte jej používat.

Pokyny pro čištění

- Perte v teplé vodě při teplotě 40 °C s oblečením podobných barev.
- Používejte sítku nebo sáček na praní jemného prádla.
- Ještě mokrý výrobek natáhněte a nechte uschnout na vzduchu.
- Výrobek pravidelně čistěte podle pokynů k ošetřování výrobku на štítku.

Výběr velikosti

- Proveďte měření podle pokynů na obale.
- Určete velikost bandáže (viz tabulka velikostí).

Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu s národními právními předpisy.

Materiál

Pěna: SBR/неoprén nebo neoprén (viz textilní štítek).
Svrchní vrstva: polyamid a/nebo polyester (viz textilní štítek)

(RO)	Modul de utilizare a noii dvs. centuri Rehband - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <p>*culori, dimensiuni, grosimi și laturi diferite</p>
-------------	--

Funcție

Asigură sprijin, compresie și căldură încheieturii genunchiului. Îmbunătățește circulația sângelui, eliberează presiunea și îmbunătățește coordonarea musculară în zonă. Elimină durerea. Compresie puternică pentru stabilitate.
 * 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indicații

Suprasolicitarea și supraîncărcarea Țesuturilor moi din zona genunchiului. Dureri, inflamații, vătămări provocate de uzură la nivelul genunchiului.

Aplicație

- Trageți suportul până la genunchi.
- Partea cea mai îngustă din față trebuie centrată cu rotula.

Informații importante

- Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificări inadecvate produsului.
- Dacă aveți întrebări privind aplicațiile, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau medicul curant.
- Nu purtați produse cu SBR/неopren mai mult de 3-4 ore continuu.
- Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/неopren dacă aveți tendințe de alergie la căldură.
- Păstrați produsul la distanță de foc deschis, jar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120 °C/248°F.
- Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, uzat sau deteriorat.

Instrucțiuni de spălare

- Spălați în apă caldă la 40 °C (104 °F) cu colorii asemănătoare.
- Folosiți un sac sau o plasă de rufe.
- Întindeți produsul când este umed și lăsați-l să se usuce în aer.
- Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta produsului.

Alegerea mărimii

- Efectuați măsurătorile conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
- Stabiliți dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

Declarație de conformitate

Acest produs îndeplinește cerințele Directivei Europene 93/42/CEE pentru dispozitive medicale.

Eliminae

Eliminați produsul conform normelor naționale.

Materiал

Spumă: SBR/неopren sau neopren (vezi eticheta textilă).
Strat de acoperire: poliamidă și/sau poliester (vezi eticheta textilă)

(SL)	Kako uporabljati vaš novi Rehband Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <p>* različne barve, velikosti, debeline, strani</p>
-------------	---

Uporaba

Kolenskemu sklepu daje oporo, kompresijo in toploto. Na prizadetem predelu pospeši pretok krvi, lajša pritisk in izboljša mišično koordinacijo. Lajša bolečine Daje močno kompresijo za stabilnost.

 * 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Uporablja se za zdravljenje

Prevelik napor in preobremenitev mehkih tkiv kolena. Bolečina na kolenu, vnetje, poškodbe zaradi obrabe.

Namestitev

- Opornico potegnite do kolena.
- Najožji del na prednji strani mora biti nameščen neposredno na pogačico.

Pomembne informacije

- Ta izdelek uporabljajte previdno in samo za njegov predvideni namen. Izdelka ne smete neustrezno preminjati.
- Če imate kakršna koli vprašanja glede namestitve, se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja ali zdravnika.
- Izdelkov, ki vsebujejo SBR/неopren, ne nosite neprekinjeno več kot 3–4 ure.
- Če ste nagnjeni k alergiji na toploto, priporočamo, da ne uporabljate izdelkov, ki vsebujejo SBR/неopren.
- Izdelka ne imejte v bližini odprtega ognja, žerjavice in drugih virov toplote. Temperatura ne sme preseči 120 °C/248 F.
- Prenehajte z uporabo izdelka, če je neuporaben, ponošen ali poškodovan.

Navodila za pranje

- Operite v topli vodi na 40 °C (104 °F) z izdelki podobnih barv.
- Uporabite vrečo ali mrežo za perilo.
- Ko je izdelek moker, ga raztegnite in posušite na zraku.
- Izdelek redno čistite v skladu z navodili na listku za vzdrževanje izdelka.

Izbira velikosti

- Izmerite, kot je navedeno na ovojnici.
- Določite velikost opore (glejte tabelo velikosti).

Izjava o skladnosti

Ta izdelek ustreza zahtevam Direktive 93/42/EGS za medicinske pripomočke.

Odlaganje

Izdelek zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Materiал

Pena: SBR/неopren ali neopren (glejte tekstilno etiketo)
Prevleka: poliamid in/ali poliester (glejte tekstilno etiketo)

(SK)	Ako používať novú podporu Rehband - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <p>* rôzne farby, veľkosti, hrúbky, strany</p>
-------------	---

Funkcia

Poskytuje podporu, kompresiu a teplo pre kolenný kĺb. Zvyšuje krvný obeh, znižuje tlak a zlepšuje svalovú koordináciu v tejto oblasti. Poskytuje úľavu od bolesti. Silná kompresia pre stabilitu.
 * 7 mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indikácie

Pri nadmernej námahe a preťažení mäkkých tkanív v oblasti kolena. Bolest kolena, zápal, preslenie a natiahnutie.

Použitie

- Vytiahnite podporu po koleno.
- Najužšia časť na prednej strane, musí byť v strede kolenného jabĺčka.

Dôležité informácie

- Tento produkt používajte opatrne a len na stanovený účel. Nevýkonávajte žiadne zmeny na produkte.
- Ak máte otázky o používaní, kontaktujte miestneho predajcu alebo lekára.
- Doba používania SBR/неoprénových produktov nesmie presiahnuť 3-4 hodiny.
- Ak máte alergiu na teplo, odporúčame používať produkty, ktoré neobsahujú neoprén.
- Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žeravého uhlia a ďalších zdrojov tepla. nevystavujte teplotám nad 120 °C/248 °F.

6) Ak už produkt nie je funkčný, je opotrebovaný alebo poškodený, už ho ďalej nepoužívajte.

Pokyny na čistenie

- Perte v teplej vode pri teplote 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.
- Použite vrecúško alebo sietku na pranie.
- Natiahnite produkt, kým je mokrý, a nechajte usušiť.
- Produkt pravidelne čistite podľa pokynov na ošetrenie uvedené na štítku produktu.

Voľba veľkosti

- Odmerajte si veľkosť podľa pokynov na obale.
- Zistite veľkosť bandáže (pozrite tabuľku veľkostí).

Vyhľadenie o zhode

Tieto produkty spĺňajú požiadavky európskej smernice 93/42/ EHS pre zdravotnícke pomôcky.

Likvidácia

Produkt zlikvidujte v súlade s národnými predpismi.

Materiál

Pena: SBR/неoprén alebo neoprén (pozri na textilnom štítku)
Obal: polyamid a/alebo polyester (pozri na textilnom štítku)

(IS)	Notkun á nýju Rehband Support vörunni þinni - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <p>*Ólíkir litir, stærðir, þykkt, hliðar</p>
-------------	---

Virkni

Gefur stuðning og hita við hnjóliði. Eykur blóðflæði, léttir af þrýstingi og bætir vöðvasamhæfingu á svæðinu. Línar sársauka. Mikill þrýstingur gefur stöðugleika.
 * 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Ábendingar

Ótáreynsla og yfirálag í mjúkvefjum á hnésvæðinu. Sársauki í hné, bólgga og slit meišli.

Notkun

- Dragðu spelkuna upp að hnénu.
 - Mjóasti hluti framhliðarinnar þarf að vera miðjaður yfir hnéliðnum.
- Mikilvægar upplýsingar**
- Notaðu þessa vöru með aðgát og aðeins í ætluðum tilgangi. Ekki gera neinar óviðeigandi breytingar á vörunni.
 - Hafir þú einhverjar spurningar varðandi notkun vörunnar skaltu hafa samband við nálaggan söluaðila eða þann sem ávísaði vörunni.
 - Ekki vera í vörum með SBR/неopren-gervigúmmi í meira en 3-4 tíma án hlés.
 - Sérta líkleg(ur) til að fá hitaofnæmi er ekki ráðlegt að nota vörur sem innihalda SBR/неopren-gervigúmmi.
 - Haltu vörunni frá opnum eldi, glóð og öðrum hitauppsprettum. Forðast hita yfir 120 °C/248 °F.
 - Ekki halda áfram að nota vöru sem er ekki lengur í lagi, eða er orðin slitin eða skemmd.

Þvottaleiðbeiningar

- Þvoðu við 40 °C (104 °F) með svipuðum litum.
- Notaðu þvottaskjóðu eða -net.
- Teygðu á vörunni á meðan hún er blaut og leyfðu henni að þorna.
- Príffðu vöruna reglulega í samræmi við umhirduleiðbeiningar á miðanum í vörunni.

Val á stærð

- Framkvæmdu mælingar eftir leiðbeiningum á pakkanum.
 - Ákvarðaðu stærð spelkunnar (sjá stærðarkort).
- Samræmisyfirlýsing**
- Þessi vara uppfyllir kröfur Evróputilskipunar 93/42/EEC fyrir lækningotækí.

Förgun

Fargaðu vörunni í samræmi við landslög.

Efni

Svampur: SBR/неoprene-gervigúmmi eða neoprene-gervigúmmi (sjá textílmíðanum).
Hlíf: pólýamíð og/eða pólýester (sjá textílmíðann)

(UK)	Як використувувати новий бандаж Rehband -7051*, 7084*, 7953*, 7751*,105* <p>* різні кольори, розміри, товщина, сторони</p>
-------------	--

Функція

Забезпечує підтримку, компресію, зіграває колінний суглоб. Покращує кровообіг, знижує напругу та покращує координацію м'язів в зоні. Знижує больові симптоми. Сильна компресія для стабільності суглоба.
 * 7мм (7051*, 7084*, 1054*)

Показання

Підвищене навантаження на м'які тканини в зоні колінного суглобу. Біль в колінному суглобі, запалення, розтягування та ін.

Накладення

- Натягнути рукав на коліно.
- Найвужча частина спереду повинна знаходитися по центру колінної чашки.

Важлива інформація

- Використовуйте це виріб з обережністю і в точній відповідності з його призначенням. Не вносити в виріб зміни на свій розсуд.
- Якщо у Вас є питання щодо застосування, обов'язково зв'яжіться з місцевим продавцем або лікарем, що виписав Вам цей виріб.
- Не носіть вироби з SBR неопрену більш, ніж 3-4 години без перерви.
- Ми не рекомендуємо Вам використувувати вироби, які містять SBR неопрен, якщо Ви схильні до алергії, яку викликає тепло.
- Тримайте виріб якомога далі від відкритого полум'я, тлюючого вугілля та інших джерел тепла. Уникайте температури понад 120 °C.
- Припиніть використання виробу, який втратив свою функціональність, зношений або пошкоджений.

Інструкція з прання

- Прати у теплій воді при 40 °C з речами схожого кольору.
- Використовувати мішок для прання чи сітчастий мішок.
- Розправити виріб поки він ще вологий, та дати висохнути на повітрі.
- Регулярно прати виріб відповідно до інструкцій по догляду, зазначеними на етикетці.

Вибір розміру

- Виконати виміри, як зазначено на упаковці.
- Визначте розмір бандажа (див. Таблицю розмірів).

Декларація відповідності

Цей виріб відповідає вимогам Європейської директиви 93/42 / EEC щодо медичних виробів.

Утилізація

Утилізувати виріб відповідно до місцевих правовими актами.

Materiал

Піна: SBR/неopren або neopren (див. текстильну етикетку).
Верх: поліамід та/або поліестер (див. текстильну етикетку)

(MT)	Kif tuża r-Rehband Sapport il-ġdida tieghek - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <p>*Kuluri, daqsijiet, fixxuna u nohat differenti</p>
-------------	--

Funzjoni

Jipprovdi appoġġ, kompressjoni u shana lill-ġog tal-irkoppa. Iżid iċ-ċirkolazzjoni tad-demm, inaqqas il-pressjoni u jtejjeb il-koordinazzjoni tal-muskoli fiż-żona. Itaffi l-uġiġh. Kompressjoni b'saħħitha għall-istabbiltà.
 * 7mm (7051*, 7084*, 1054*)

Indikazzjonijiet

Eżerċitazzjoni żejda u tagħbija żejda tat-tessut artab fiż-żona tal-irkoppa. Uġiġh fl-irkoppa, infjammazzjoni, korrimment minn strapazz.

Applikazzjoni

- Igbed is-support sal-irkoppa.
- L-idjaq parti fuq quddiem għandha tiġi ċċentrata fuq il-galletta tal-irkoppa.

Tagħrif impoꝋanti

- Uża dan il-prodott b'attenzjoni u għall-iskop li huwa mahsub għalih biss. Twettaq bidliet mhux xieraq għall-prodott.
- Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-applikazzjoni tiegħu, jekk jogħġbok ikkuntattja n-negozjant lokali tiegħek jew min ippreskrivih.
- Tilbix prodotti li fihom SBR/неoprene għal iżjed minn 3-4 sigħat mingħajr interruzzjoni.
- Nirakkomandaw li ma tużax il-prodott li fiħ SBR/неoprene jekk issofri minn allergija għas-shana.
- Zomm il-prodott 'il bogħod minn fjammi mikrufin, faħam jew għuda taqbad u sorsi oħrajn ta' shana. Evita temperaturi 'l fuq minn 120°С/248°F.
- Tkomplix tuża prodott li ma għadux tajjeb għall-użu tiegħu, jew li huwa mherri jew bil-hsara.

Istruzzjonijiet għall-Hasil

- Aħsel f'ilma shun f'40 °C (104 °F) ma' kuluri simili.
- Uża borża jew xibka tal-hasil tal-hwejġ.
- Gebbed il-prodott waqt li jkun imxarrab u hallih jinxef bl-arja.
- Naddaf il-prodott regolarment skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta dwar kif tieħu hsieb il-prodott.

Kif tagħzel id-daqs

- Kejtel skont l-istruzzjonijiet fuq il-pakkett.
- Iddetermina d-daqs tas-support (ara ċ-ċart tad-daqsijiet).

Dikjarazzjoni ta' konformità

Dan il-prodott jissoddisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva Ewropea 93/42/KEE dwar mezzi mediċi.

Rimi

Armi l-prodott skont ir-regolamenti nazzjonali.

Materjal

How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105*

*different colors, sizes, thicknesses, sides

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

İşlevi
Diz eklemine destek, basınç ve sıcaklık sağlar. Bölgedeki kan dolaşımını artırır, baskıyı hafifletir ve kas koordinasyonunu iyileştirir. Ağrıları hafifletir. Güçlü basınç ile dengeler.
* 7mm (7051* , 7084* , 1054*)

Belirtiler

Diz bölgesinde aşırı zorlanma ve yumuşak doku zedelenmeleri. Diz ağrısı, iltihaplanma, yıpranma ve aşınma kaynaklı zedelenmeler.

Kullanım

1) Desteği dizinize kadar çekin.
2) Ön taraftaki en dar kısım, diz kapağını ortaltıyor olmalıdır.

Önemli Bilgiler

1) Bu ürünü lütfen dikkatle ve amacına uygun olarak kullanın.
Ürün üzerinde uygunsuz değişiklikler yapmayın.
2) Ürünün kullanımı hakkındaki sorularınız için lütfen yerel tedarikçiniz veya sağlık uzmanınızla iletişime geçin.
3) SBR/neopren içeren ürünü, aralıksız olarak 3-4 saatten fazla kullanmayın.
4) İsi alerjisine eğiliminiz varsa SBR/neopren içeren ürün kullanmamanızı tavsiye ederiz.
5) Ürünü açık alevlere, közlere ve diğer ısı kaynaklarına yaklaştırmayın. 120 °C/248 °F üzeri ısılardan uzak tutun.
6) İşlevini yitirmiş, eskimiş veya hasar görmüş bir ürünü kullanmayı sürdürmeyin.

Yıkama Talimatları

1) 40 °C (104 °F) sıcaklıktaki ılık suda, yanama renklerle yıkayın.
2) Çamaşır filesi veya ağı kullanın.
3) Ürünü ıslakken yayarak açın ve havayla kuruması için bırakın.
4) Ürünü, ürün bakım etiketinde yer alan bakım talimatlarına uygun şekilde, düzenli olarak temizleyin.

Beden seçimi

1) Ambalajda bulunan adımları takip ederek ölçüleri alın.
2) Desteğin bedenini belirleyin (bkz. beden tablosu).

Uygunluk beyanı

Bu ürün, sağlık cihazları için uygulanan 93/42/EEC Avrupa Direktifi standartlarına uygunluk göstermektedir.

İmha

Ürünü, ulusal düzenlemelere uygun olarak imha edin.

Malzeme

Köpük: SBR/neopren veya neopren (bkz: tekstil etiketi).
Kılıf: poliamit ve/veya polyester (bkz: tekstil etiketi)

(BS)	Kako koristiti vaš novi Rehband Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* različite boje, veličine, debljine, strane</i></div>
-------------	--

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

기능
무릎 관절을 지지, 압박하고 따뜻하게 해줍니다. 이 부위에서 피의 순환을 증가시키고, 압력을 완화하고,. 근육공동작용을 개선합니다. 통증을 완화하고 관절 부위의 안정을 위해 강하게 압착합니다.
* 7mm (7051* , 7084* , 1054*)

효과

무릎 부위의 지나친 운동 및 연조직 과부하. 무릎 통증, 염증, 마모에 따른 부상. 효과

사용방법

1) 보조기를 무릎까지 당기세요.
2) 앞면에서 가장 좁은 부분은 반드시 슬개골 중앙에 위치해야 합니다

주의 사항

1) 이 제품을 원래 용도로만 신중히 사용하십시오. 제품을 부적절하게 변형해서는 안됩니다.
2) 사용에 대한 문의 사항이 있는 경우 지역 판매점 또는 처방한 담당자에게 문의하십시오.
3) 합성 고무(SBR)/네오프렌 제품을 3~4시간 이상 연속하여 착용하지 마십시오.
4) 열 알레르기 증상이 있는 경우 합성 고무(SBR)/네오프렌이 포함된 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
5) 제품을 화염 또는 불 및 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 120°/C/ 248° F 이상의 온도는 피하여 주십시오.
6) 더 이상 효과가 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속 사용하지 마십시오.

세탁 지침

1) 비슷한 색상의 세탁물과 함께 40 °C (104° F)의 따뜻한 물에 세탁하십시오.
2) 세탁망 주머니 또는 세탁 그물망을 사용하십시오.
3) 젖은 상태에서 제품을 곧게 펴서 자연 건조시키십시오.
4) 제품 취급 표시의 지침을 따라 제품을 정기적으로 세탁하십시오.

크기 선택

1) 포장에 표시된 지시대로 측정하십시오.
2) 보호대 사이즈를 선택하십시오(크기 도표 참조).

적합성 선언

이 제품은 의료 기기에 대한 유럽 지침서 93/42/EEC의 요구 사항을 충족합니다.

페기 처리

국가의 규정에 따라 제품을 페기하십시오.

재질

발포 고무: SBR/네오프렌 또는 네오프렌 (섬유 재질 라벨 참조)
커버: 폴리아미드 및 폴리에스터 (섬유 재질 라벨 참조)

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></div>
(İS)	How to use your new Rehband Knee Support - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*different colors, sizes, thicknesses, sides</i></div>
(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></div>
(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></div>
(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru- 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></div>
(TH)	วิธีการใช้เข็มขัดพยุงหลัง Rehband Support รุ่นใหม่ - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ</i></div>
(JA)	新しいRehband Supportの使い方 - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></div>

(TR)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma - 7051*, 7084*, 7953*, 7751*, 105* <div><i>*f</i></div>
-------------	--