

Triton 1C60 / Triton Vertical Shock 1C61/ Triton Harmony 1C62/ Triton Low Profile 1C63/ Triton Heavy Duty 1C64/ Triton Smart ankle 1C66

INFORMATION

Datum der letzten Aktualisierung: 2015-08-01
 > Lesen Sie das Dokument aufmerksam durch.

Je nach Körpergewicht des Patienten, darf die Kombination dieses Kniegelenks mit Prothesenfüßen der Triton Reihe (1C60 bis 1C66) ausschließlich in folgenden Fußgrößen erfolgen (siehe Tabelle).

Für die Kombination außerhalb der freigegebenen Bereichen den Ottobock Kundenservice kontaktieren.

C-Leg Kniegelenk 3C98-2/ 3C88-2	
Körpergewicht	zugelassene Fußgröße [cm]
bis 100 kg (bis 220 lbs)	21 bis 30
101 kg bis 125 kg (221 lbs bis 275 lbs)	bis 28 (bis 26 bei 1C63 und 1C66)
126 kg bis 136 kg (276 lbs bis 300 lbs)	bis 26 (gilt nicht für 1C63 und 1C66)

Triton 1C60 / Triton Vertical Shock 1C61/ Triton Harmony 1C62/ Triton Low Profile 1C63/ Triton Heavy Duty 1C64/ Triton Smart ankle 1C66

INFORMATION

Date of the last update: 2015-08-01
 > Please read this document carefully.

In combining the C-Leg with Triton Foot Series (1C60 to 1C66), the appropriate foot size must be selected according to the body weight of the user as shown below.

For a desired combination outside of an approved foot-size range, please contact Ottobock Customer Service.

C-Leg Knee Joint 3C98-2/ 3C88-2	
Body weight	approved foot-size [cm]
to 100 kg (to 220 lbs)	21 to 30
101 kg to 125 kg (221 lbs to 275 lbs)	to 28 (to 26 at 1C63 and 1C66)
126 kg to 136 kg (276 lbs to 300 lbs)	to 26 (does not apply to 1C63 and 1C66)

